


Produktelinie

- » *Monoart® Line Verbrauchsmaterial*
- » *Sterilisation Line*
- » *Equipment Line*



Medtechnic



Inhaltsverzeichnis

» **MONOART® LINE Verbrauchsmaterial**

Bohrerständer	19
Einmal-Spritzen für Abformmasse	7
Flexible Mischbecher für Alginate, Gips	7
Mix Monoart® Patientenservietten	11
Monoart® EM19 Universal	18
Monoart® EM21 Absaugkanülen Kinder	18
Monoart® EM40 Absaugkanülen Chirurgie	18
Monoart® Absaugkanülen	18
Monoart® Adapter	19
Monoart® Bandana	10
Monoart® Colour Line Mini Set 4 Produkte	5
Monoart® Dental Sitzbezug	16
Monoart Infection-Control-Kit	6
Monoart Kältekompressen	15
Monoart® Kältespray	16
Monoart® Kinderservietten	11
Monoart Kinderset	5
Monoart® Kopfschutztaschen 28x30 cm	17
Monoart® Kosmetiktücher	12
Monoart® Mix Mundschutz	15
Monoart Mundschutz 3	14
Monoart Mundschutz 4	14
Monoart Mundschutz 5	14
Monoart® Patientenumhang PG20	13
Monoart® Patientenumhang PG30	13
Monoart® Polyethylen-Schürzen	6
Monoart Premium Patientenservietten	11
Monoart Schutzbrille Evolution	9
Monoart® Schutzbrille Light	8
Monoart Schutzbrille Light Orange	9
Monoart® Schutzbrille Spheric	8
Monoart Schutzbrille Total Protection	8
Monoart® Schutzbrille Ultra Light	8
Monoart® Speichelsauger EM15	17
Monoart Speichelsauger EM15 500 Stück	5
Monoart® Trinkbecher	10
Monoart Visier Ersatzschilder	9
Monoart® Watterollen	16
Schutzhandschuhe	6
Schutzkittel Sprayguard	7
Serviettenkettchen Variabel	12
Spender für Patientenumhänge	12
Spender für Patientenumhänge	13
Spender für Watterollen	15

» **STERILISATION LINE**

Aquadist Wasseraufbereitung	24
Aquafilter für E9 Modelle	24

Arbeitstisch für Euromatic	29
Arbeitstisch für Euromatic	29
Austauschpatrone für Aquafilter	24
Becherhalter für 1 Becher	32
Becherhalter für 2 Becher	33
Becherhalter für 3 Becher	32
Bowie & Dick Dampfdurchdringungstest	25
E9 Med	22
Edelstahl Einhängekorb	32
Edelstahl Einhängekorb gelocht	33
Einmaltrays aus Kunststoff 18 x 28 cm	27
E-Memory Datenmanagementsystem für E9	22
Ersatzrolle für Etikettendrucker	23
Ersatzrolle für Thermopapierdrucker	23
E-Scan	23
Euroseal 2001 Plus Foliensiegelgerät	28
Euroseal-Check Testbögen	28
Eurosonic,4D	32
Eurosonic Energy	33
Eurosonic mMicro	33
Eurosteril Sterilisationsbeutel	31
Eurosteril® Sterilisationsrollen	30
Glasbecher 600ml	32
Glasbecher 600ml	33
HELIX Testsystem	25
Kunststoffdeckel	32
Kunststoffdeckel	33
Minitrays aus Aluminium 18 x 14 cm	26
Monoart Traypapier für Trays	27
New E9 Recorder mit integriertem Etikettendrucker	21
Normtrays aus Aluminium 18 x 28 cm	26
Normtrays aus Edelstahl 18 x 28 cm	26
Prion-Test	25
Rollenhalter	30
The Euromatic	29
The Euroseal	28
Zubehör für Trays	27

» **EQUIPMENT LINE 34**

CDS301	35
CORAL	35
IPERNOVA	37
Jolly Box Dunkelraum für Radiographie	38
NOVA	37
ONYX	36
Röntgenschutzschürze	38
Zubehör Farbmusterkarte	36

MONOART® LINE

Verbrauchsmaterial





Monoart® Colour Line Mini Set 4 Produkte

- ▶ Monoart Speichelsauger EM15 500 Stück
- ▶ Monoart Patientenservietten 500 Stück
- ▶ Monoart Trinkbecher 500 Stück
- ▶ Monoart Mundschutz 3 200 Stück

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Mini Set	grün	2551_40
Mini Set	light blue	2551_41
Mini Set	gelb	2551_42
Mini Set	orange	2551_44
Mini Set	blau	2551_43
Mini Set	lila	2551_45
Mini Set	pink	2551_81
Mini Set	lime	290066

Monoart Kinderset

- ▶ Monoart Speichelsauger EM15 500 Stück
- ▶ Monoart servietten 300 Stück
- ▶ Monoart Trinkbecher 300 Stück
- ▶ Monoart Mundschutz 3 300 Stück
- ▶ Monoart Kinderservietten 3 Rollen
- ▶ Monoart Watterollen Größe n.1 300g Pack

Typ	Art.-Nr.
hellblau	2551_70
rosa	2551_71





Monoart Infection-Control-Kit

- ▶ Monoart Polyethylen-Schürze 50 Stück
- ▶ Monoart Mundschutz 50 Stück
- ▶ Monoart Ultra Light brille 2 Stück
- ▶ Monoart Bandana 2 Stück
- ▶ Schutzkittel Sprayguard 2 Stück
- ▶ Schutzhandschuhe 2 Paar

Typ	Art.-Nr.
Small	290071
Medium	290091

Schutzhandschuhe

Antialergiker, Schneidsicher Latexfrei in 3er Pack

- ▶ autoklavierbar 121°C
- ▶ Größe S,M
- ▶ Farbe lila

Typ	Art.-Nr.
Small	260001
Medium	260005



Monoart® Polyethylen-Schürzen

Einwegschürze aus Polyethylen
Gr. 80 x 110 cm, 50 Stk. pro Packung

Art.-Nr.	219001
----------	--------



Schutzkittel Sprayguard

Einwegschutzkittel
Größe L

Art.-Nr.	224101
----------	--------

Flexible Mischbecher für Alginat, Gips ...

- ▶ sehr flexibles Material
- ▶ In 4 unterschiedlichen Größen lieferbar
- ▶ Farbe: dunkelgrün



Typ	Art.-Nr.
Mischbecher Small Ø 110 mm	235001
Mischbecher Medium Ø 115 mm	235002
Mischbecher Large Ø 130 mm	235003
Mischbecher Extralarge Ø 150 mm	235004



Einmal-Spritzen für Abformmasse

- ▶ Aus Polyethylen zum einmaligen Gebrauch bei der Applizierung von dünnfließenden Abformmaterialien
- ▶ Spitze abbiegbar
- ▶ 50 Stück-Packung

Art.-Nr.	212001
----------	--------

Schutzbrillen

Optische Klasse 1 | für Dauertragen geeignet
Schutzklasse F | Scheiben aus Polycarbonat
Zertifizierung entsprechend den Normen EN166 und EN170



Monoart® Schutzbrille Ultra Light

- ▶ Längenverstellbare Bügel
- ▶ Integrierter Seitenschutz
- ▶ Augenbrauenschutz
- ▶ Anti-Beschlag Plus
- ▶ Gewicht 29 g

Art.-Nr. 261002

Monoart® Schutzbrille Light

- ▶ Ventilation im Seitenschutz
- ▶ Kann über Korrekturbrillen getragen werden
- ▶ Unbeschichtet, daher sterilisierbar
- ▶ Gewicht 43 g

Art.-Nr. 261025



Monoart® Schutzbrille Spheric

- ▶ Sphärische Sichtscheibe für ein weites Sichtfeld
- ▶ Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- ▶ Bügelenden mit 2K-T für einen ausgezeichneten
- ▶ Anti-Beschlag Plus
- ▶ Anti-Kratz Beschichtung Plus
- ▶ Gewicht 36 g

Art.-Nr. 261050



Monoart Schutzbrille Total Protection

- ▶ Flexible Augenbrauenabdeckung zum Schutz vor Lichtreflektion, Staub und Spritzern von oben
- ▶ Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- ▶ Große Sichtscheibe für optimalen Schutz und Rundumsicht
- ▶ Anti-Beschlag Plus
- ▶ Anti-Kratz Beschichtung Plus
- ▶ Gewicht 45 g

Art.-Nr. 261075





Monoart Schutzbrille Evolution

- ▶ Schutz gegen blaues Licht bis zu 525 nm
- ▶ Extrem leichte und moderne Schutzbrille mit einer sportlichen Linie
- ▶ Umhüllende „wrap-around“ Polycarbonat-Scheibe mit integriertem Seitenschutz
- ▶ Bügel mit 2K-Technologie für besseren Halt und Tragekomfort
- ▶ Rutschfester, weicher Nasensteg
- ▶ Anti-Beschlag Plus
- ▶ Anti-Kratz Beschichtung Plus
- ▶ Gewicht 25 g

Art.-Nr.	261102
----------	--------

Monoart Schutzbrille Light Orange

- ▶ Schutz gegen blaues Licht bis zu 525 nm
- ▶ Neue 2K-Technologie-Endstücke für besseren Komfort und Stabilität
- ▶ Ventilation im Seitenschutz
- ▶ Bügel verstellbar in der Länge
- ▶ Anti-Beschlag Plus
- ▶ Anti-Kratz Beschichtung Plus
- ▶ Kann über Korrekturbrillen getragen werden
- ▶ Gewicht 43 g



Art.-Nr.	261015
----------	--------

Monoart Visier Ersatzschilde



- ▶ Zertifizierung entsprechend EN 166
- ▶ Gesichtsschutz gegen spritzende Flüssigkeiten, Staub und anderen Partikeln
- ▶ Bestehend aus einem transparenten Gestell und einem auswechselbaren, transparenten Visier
- ▶ Gewicht 25 g
- ▶ inkl. 10 Schutzschilden

Typ	Art.-Nr.
Visier inkl. 10 x Schutzschilden	261103
20 x Ersatzschilde	261104



Monoart® Bandana

Kopfhaube in vielen attraktiven Farben. Diese Kappe in Kurzform wird im Nacken gebunden und ist somit individuell größenverstellbar. Sie dient zur Ergänzung der persönlichen Schutzkleidung und ist bei 121°C autoklavierbar und bei 60°C waschbar.

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Kopfhaube Bandana	hellgrün	262001
Kopfhaube Bandana	dunkelgrün	262002
Kopfhaube Bandana	hellblau	262003
Kopfhaube Bandana	gelb	262004
Kopfhaube Bandana	orange	262005
Kopfhaube Bandana	blau	262006
Kopfhaube Bandana	pink	262007
Kopfhaube Bandana	weiss	262008
Kopfhaube Bandana	lila	262009
Kopfhaube Bandana	schwarz	262010
Kopfhaube Bandana	lime	262011

Kopfhaube Mix mit 10 verschiedenen Farben

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Kopfhaube Bandana	Mix	290020



Monoart® Trinkbecher

- ▶ Aus umweltfreundlichem Kunststoff
- ▶ Griffstabil und standfest
- ▶ 166/200 ml Fassungsvermögen
- ▶ genormte Abmessungen
- ▶ 200 ml VE 1000 Skt./Karton

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Trinkbecher 166cc	weiss	2141_1
Trinkbecher 200cc	grün	2141_13
Trinkbecher 200cc	light blue	2141_12
Trinkbecher 200cc	gelb	2141_14
Trinkbecher 200cc	pink	2141_16
Trinkbecher 200cc	orange	2141_18
Trinkbecher 200cc	rot	2141_17
Trinkbecher 200cc	blau	2141_15
Trinkbecher 200cc	lime	2141_20
Trinkbecher 200cc	lila	2141_21
Trinkbecher 200cc	schwarz	2141_19



Monoart Premium Patientenservietten

- ▶ Spezielle Zellulose mit erhöhter Grammatur
- ▶ Eine Polyethylenschicht
- ▶ Optimaler Schutz und Komfort für den Patienten
- ▶ Sehr hohes Absorbierungsvermögen, feuchtigkeitsundurchlässig
- ▶ Verpackungseinheit: 500 stk. / Karton

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Patientenservietten	grün	2182_201
Patientenservietten	light blue	2182_200
Patientenservietten	gelb	2182_203
Patientenservietten	pink	2182_204
Patientenservietten	orange	2182_269
Patientenservietten	blau	2182_229
Patientenservietten	weiss	2182_202
Patientenservietten	lila	2182_320
Patientenservietten	lime	2182_340



Mix Monoart® Patientenservietten

- ▶ Gemischten Patientenservietten in
- ▶ 6 boxen à 500
- ▶ Farben: blau, gelb, orange, rosa, lila, cedro.

Art.-Nr.	2554_1
----------	--------



Monoart® Kinderservietten

- ▶ 100 Stück / Rolle
- ▶ Maße: 35 x 40 cm
- ▶ Typ :Boy (blau) / Girl (pink)

Typ	Art.-Nr.
blau	218101
pink	218102



Spender für Patientenumhänge

- ▶ Unempfindliches Kunststoffgehäuse
Für ca. 50 Servietten
- ▶ Farbe: weiß
- ▶ Auch für andere Rollen geeignet

Art.-Nr.	238001
----------	--------

Serviettenkettchen Variabel

- ▶ Perlenkette verchromt
ca. 45 cm lang, verstellbar

Art.-Nr.	236001
----------	--------



Monoart® Kosmetiktücher

- ▶ praktische 100 Tücher
- ▶ Spenderbox
- ▶ Aus reiner Baumwollzellulose
- ▶ 2-lagig
- ▶ Abmessungen: ca. 20x20 cm

Art.-Nr.	221001
----------	--------



Monoart® Patientenumhang PG30

- ▶ Monoart Patientenumhang Kunststoffolie mit Papierbeschichtung
- ▶ Spezielle Zellulose mit erhöhter Grammatur
- ▶ Eine Polyethylenbeschichtung
- ▶ Perfekter Schutz und Komfort für den Patienten
- ▶ Feuchtigkeitsundurchlässig
- ▶ Spezieller Prägedruck
- ▶ 80 Stk. / Rolle
- ▶ Abmessungen: 61x53 cm mit Halsausschnitt

Farbe	Art.-Nr.
light blue	2201_300
gelb	2201_305
orange	2201_304
blau	2201_303
weiss	2201_302
lila	2201_306
pink	2201_307
lime	2201_347



Monoart® Patientenumhang PG20

- ▶ Monoart Patientenumhang Kunststoffolie
- ▶ Aus Polyethylen
- ▶ Absolut flüssigkeitsundurchlässig
- ▶ 200 Stück-Rolle
- ▶ Abmessungen: 73 x 56 cm mit Halsausschnitt
- ▶ Farben: weiß, grün, blau

Farbe	Art.-Nr.
grün	2191_48
blau	2191_49
weiss	2191_50



Spender für Patientenumhänge

- ▶ Unempfindliches Kunststoffgehäuse
- ▶ Farbe: weiß
- ▶ Auch für andere Rollen geeignet

Art.-Nr. 239001



Monoart Mundschutz 3

- ▶ 3-lagiger Mund- und Nasenschutz
- ▶ 99 % Filterleistung
- ▶ Latex- und glasfaserfrei
- ▶ Rundum ultraschallvernäht
- ▶ Nasenbügel aus Metall, extralang
- ▶ Gummibänder mit Watte umhüllt
- ▶ 50 Stück-Spenderbox
- ▶ Farben: weiß, grün, blau, gelb, orange, rosa oder lila

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Mundschutz 3	light blue	217112
Mundschutz 3	grün	217114
Mundschutz 3	weiss	217118
Mundschutz 3	gelb	217116
Mundschutz 3	orange	217115
Mundschutz 3	pink	217117
Mundschutz 3	lila	217119
Mundschutz 3	lime	217120



Monoart Mundschutz 4

- ▶ 4-lagiger Mundschutz mit Gummizug
- ▶ inkl. flüssigkeitsresistentem Polymerfilter
- ▶ über 99% Filterleistung
- ▶ Latex- und Glasfaserfrei
- ▶ rundum ultraschallvernäht
- ▶ Nasenbügel aus Metall, extralang
- ▶ Gummibänder mit Watte umhüllt
- ▶ 50 Stück Spenderbox
- ▶ Farben: grün, blau, orange

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Mundschutz 4	hellblau	217132
Mundschutz 4	grün	217134
Mundschutz 4	orange	217135



Monoart Mundschutz 5

- ▶ 4-lagiger Mundschutz mit Gummizug
- ▶ inkl. flüssigkeitsresistentem Polymerfilter mit antibakterieller Behandlung
- ▶ über 99% Filterleistung
- ▶ Latex- und Glasfaserfrei
- ▶ rundum ultraschallvernäht
- ▶ Nasenbügel aus Metall, extralang
- ▶ Gummibänder mit Watte umhüllt
- ▶ 50 Stück Spenderbox
- ▶ Farbe: silbergrau

Typ	Art.-Nr.
Mundschutz 5	217158



Monoart® Mix Mundschutz

- ▶ 3-lagiger Mund- und Nasenschutz
- ▶ über 99 % Filterleistung
- ▶ Latex- und glasfaserfrei
- ▶ Rundum ultraschallvernäht
- ▶ Nasenbügel aus Metall, extralang
- ▶ Gummibänder mit Watte umhüllt
- ▶ 50 Stück-Spenderbox
- ▶ Farben: weiß, grün, blau, gelb, orange, rosa, lila, cedro

Art.-Nr.	290093
----------	--------



Monoart Kältekompressen

- ▶ Kein Auslaufen durch drei Sicherheitsverschweißungen
- ▶ Keine ungewollte Aktivierung während des Transportes
- ▶ Einfache Aktivierung durch Zusammendrücken des Beutels
- ▶ Schnelle Kühlung durch Schütteln des Beutels
- ▶ Beutel aus TNT oder Polypropylen
- ▶ Abmessungen: 185x145 mm
- ▶ Inhalt: 10 Beutel im Karton

Typ	Art.-Nr.
TNT	2322_1
Poly	2322_2

Spender für Watterollen

- ▶ Gehäuse aus unempfindlichem Kunststoff
- ▶ Für ca. 40 Rollen
- ▶ Farben: blau, weiß

Typ	Art.-Nr.
blau	227001
weiss	227002





Monoart® Watterollen

- ▶ 100% reine Langfaserbaumwolle
- ▶ Absolut fusselfrei
- ▶ Hohes Absorbierungsvermögen
- ▶ Chlorfrei gebleicht
- ▶ In 3 verschiedenen Größen
- ▶ Verpackung: 300g-Beutel

Typ	Art.-Nr.
Gr. 1 / 8mmØ x 37mm L	2261_101
Gr. 2 / 10mmØ x 37mm L	2261_102
Gr. 3 / 12mmØ x 37mm L	2261_103



Monoart® Dental Sitzbezug

Einweg Universal Stuhlbedeckung in weichem Vlies, hypoallergen und atmungsaktiv für den Schutz und die Sicherheit der Patienten.

Packung enthält: 1x kompl. Kit mit Kopfstütze, Rückenbezug und Sitzbezug. Hergestellt von 30gr./ m2 Vliesstoff.

Medizinprodukte der Klasse I, EG-Richtlinie 93/42 EWG.

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Kit-Sitzbezug	blau	264000
Kit-Sitzbezug	grün	264001
Kit-Sitzbezug	weiss	264002
Kit-Sitzbezug	gelb	264003
Kit-Sitzbezug	orange	264004
Kit-Sitzbezug	lila	264005

Monoart® Kältespray

- ▶ medizinisches Kältespray
- ▶ FCKW-frei
- ▶ Temperatur bei Austritt ca. -45°C
- ▶ mit Minzgeschmack
- ▶ 200ml-Dose

Art.-Nr.	221001
----------	--------





Monoart® Kopfschutztaschen 28x30 cm

- ▶ Kopfschutztaschen: Materialeigenschaft aussen Zellulose, innen Polyethylen.
- ▶ Spenderpackung grün, blau, weiß
250 Stk. / Verpackung.

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Kopfschutztaschen	grün	213005
Kopfschutztaschen	blau	213006
Kopfschutztaschen	weiss	213007



Monoart® Speichelsauger EM15

- ▶ Kunststoff mit stabil in die Röhrenwand eingelassenem Kupferdraht
- ▶ Leicht zu biegen, formstabil
- ▶ Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- ▶ Neue Kappe: sehr klein, stark abgerundete Ecken, Zwangsbelüftung
- ▶ Ideal für Eingriffe bei gereizter Schleimhaut
- ▶ Abmessungen: Ø=6,5 mm, Länge 12,5 cm oder 15 cm
- ▶ 100 Stück im Beutel, 10 Beutel im Karton
- ▶ Colourmix-Karton, 6x250er Beutel
- ▶ Alle 12,5 cm langen Monoart Speichelsauger sind auch mit fester Kappe lieferbar.

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Speichelsauger E15	clear	2281_148
Speichelsauger E15	weiss	2281_182
Speichelsauger E15	grün	2281_210
Speichelsauger E15	blau	2281_211
Speichelsauger E15	gelb	2281_238
Speichelsauger E15	pink	2281_241
Speichelsauger E15	orange	2281_465
Speichelsauger E15	lilac	2281_503
Speichelsauger E15	lime	2281_559
Speichelsauger E15	burgundy	2281_644
Speichelsauger E15	colormix	25591



Monoart® EM21 Absaugkanülen Kinder

- ▶ Ansatz Ø 16 mm
- ▶ Länge: 147 mm
- 10 Stk. / Verpackung

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Kinder E21	licht grau	2292_9
Kinder E21	blau	2292_10
Kinder E21	grün	2292_16
Kinder E21	gelb	2292_12
Kinder E21	orange	2292_11
Kinder E21	lila	2292_13
Kinder E21	lime	2292_14
Kinder E21	pink	2292_15



Monoart® Absaugkanülen

- ▶ Stabiler farbechter Kunststoff
- ▶ Geräuscharm
- ▶ Autoklavierbar bei 134 °C

Monoart® EM19 Universal

- ▶ Ansatz Ø 16 mm
- ▶ Länge: 128 mm
- 10 Stk. / Verpackung

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Universal E19	licht grau	2292_1
Universal E19	blau	2292_3
Universal E19	grün	2292_8
Universal E19	gelb	2292_4
Universal E19	orange	2292_2
Universal E19	lila	2292_5
Universal E19	lime	2292_6
Universal E19	pink	2292_7



Monoart® EM40 Absaugkanülen Chirurgie

- ▶ Ansatz Ø 11 mm
- ▶ Länge: 200 mm
- 10 Stk. / Verpackung

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Chirurgie E40	licht grau	2291_110



Monoart® Adapter

Adapter für Speichelsauger EM15

- ▶ Autoklavierbar bei 134 °C
- Inhalt 10 Stk. / Verpackung
- EM35 Adapter 16 auf 6,5 mm Ø
- EM36 Adapter 11 auf 16 mm Ø

Typ	Art.-Nr.
EM 35	230001
EM 36	230002



Bohrerstände

- ▶ Sockelstände autoklavierbar
- ▶ Deckel aus Klarsichtkunststoff (nicht autoklavierbar)
- ▶ in unterschiedlichen Ausführungen
- ▶ Maße (LxBxH):
- FG18 / RA18: 6,4 x 5,3 x 3,5 cm
- FG36 / RA36: 6,4 x 5,3 x 3,5 cm
- FG72 / RA72: 8,7 x 6,4 x 3,5 cm

Typ	Art.-Nr.
Bohrerstände für 18FG	240001
Bohrerstände für 18RA	240007
Bohrerstände für 36FG	240002
Bohrerstände für 36RA	240008
Bohrerstände für 72FG	240003
Bohrerstände für 72RA	240009
Bohrerstände für 9FG & 9RA	240004
Bohrerstände für 18FG & 18RA	240005
Bohrerstände für 36FG & 36RA	240006

STERILISATION LINE

Autoklavierung

You'll want to sterilize everything.



New E9 Recorder mit integriertem Etikettendrucker

Neu



- ▶ **sparsam**
nur Ø 350 ml Wasserverbrauch pro Zyklus
- ▶ **ökonomisch**
nur 2 kW Leistungsaufnahme pro Zyklus (beim 18 L Gerät)
- ▶ **schnell**
nur Ø 28 Minuten Sterilisationszyklus inkl. Trocknung
- ▶ **leise**
geringste Geräusentwicklung mit nur 52 db

Volumen	Art.-Nr.
18 Liter	115800
24 Liter	115810

Die perfekte Synthese aus ansprechendem Design und Alltagstauglichkeit mit Bestwerten bei Preis, Verbrauch und Leistung. Durch den neuesten Stand der Technik garantiert der neue E9 Recorder perfekte und völlig sichere Sterilisationen. In Übereinstimmung mit der Europa-Norm EN 13060 werden nur B-Zyklen verwendet.



» Features/Innovationen

- ▶ **Maßstab in Designqualität** mit dynamischen Proportionen und zeitlos schöner Ästhetik.
- ▶ **Bedienoberfläche** mit „E-Touch“ Touchscreen und „E-Light“ Lichtsystem.
- ▶ **Effizient in Leistung und Verbrauch** Neueste Technologie mit innovativem Lüftungssystem und speziellem Dampf-generator für eine exzellente Sterilisation bei zugleich minimaler Geräusentwicklung und geringem Strom- und Wasserverbrauch.
- ▶ **Optimal integrierbar** Kompakte Abmessungen, niedriges Gewicht und neueste Technik ermöglichen vielfältige Einbaumöglichkeiten.
- ▶ **Integrierte Aufzeichnung** und Rückverfolgung durch eingebauten Etikettendrucker und SD-Speicherkarte direkt im Gehäuse.

E9 Med

Verlässliche Sterilisation durch kompakte Konstruktion. Der E9 Med besticht durch einfache Handhabung. Alle auf dem Display dargestellten Sterilisationszyklen können intuitiv ausgewählt werden. In Übereinstimmung mit der EN 13060 bietet der E9 Med ausschliesslich B-Zyklen an.

- ▶ Inspection-System zur einfachen Kontrolle und Reinigung des Frisch- und Abwassertanks
- ▶ Integrierter Thermopapierdrucker zur Dokumentation der Sterilisationsergebnisse
- ▶ Edelstahl-Vakuumkammer mit 18 / 24 Liter Volumen



Volumen	Art.-Nr.
18 Liter	115993
24 Liter	115994



E-Memory Datenmanagementsystem für E9

Das E-Memory ermöglicht die sehr einfache Verwaltung der Zyklen Daten mit der mitgelieferten Software. Die Daten werden auf dem externen Speicher festgehalten und können bei Bedarf mit dem beiliegenden USB-Kabel auf jeden beliebigen PC überspielt werden. Die Lieferung erfolgt inklusive dem benötigten Zubehör sowie der E-Memory-Software.

Art.-Nr.

117006

E-Scan

Handbarcodescanner als Zubehör für die E9 Recorder Autoklaven
E-Scan ermöglicht das einlesen von Etiketten und die Bearbeitung von Zyklusdaten auf dem PC.

Art.-Nr.	117008
----------	--------



Ersatzrolle für Etikettendrucker

► für E9 Recorder mit Sandwichetiketten

Art.-Nr.	510002
----------	--------

Ersatzrolle für Thermopapierdrucker

- 10 Jahre Lesbarkeit
- für E7 und E9 Inspection / Recorder / Med

Art.-Nr.	Z06001200
----------	-----------

- für E9 Med

Art.-Nr.	510003
----------	--------





Aquafilter für E9 Modelle

Über das Ionentauschprinzip wird mit dem AQUAFILTER demineralisiertes Wasser hergestellt. Dieses entspricht dem in der EN 13060 vorgeschriebenen Wert, d.h. die spezifische Leitfähigkeit liegt unter $15\mu\text{S}/\text{cm}$. Dieser Wert wird mittels der eingebauten Sonde überwacht.

Der AQUAFILTER wird direkt mit dem E9 und mit dem Festwassernetz verbunden. Ausreichende Qualität und Quantität des benötigten Wassers ist somit immer sichergestellt.

Die Lieferung erfolgt inklusive dem benötigten Zubehör sowie einer Zapfvorrichtung für demineralisiertes Wasser.

Verbindungsset für den Anschluß eines weiteren Autoklaven an den Aquafilter.

Art.-Nr. 116003

Austauschpatrone für Aquafilter

- ▶ Mischbettharz (Ersatzfilterpatrone für Wasserfiltersystem)

Art.-Nr. 109139

Aquadist Wasseraufbereitung

Das AQUADIST stellt destilliertes Wasser zur Benutzung in Autoklaven her. Das manuell eingefüllte Leitungswasser wird durch ein einfaches Verfahren destilliert. Die Lieferung erfolgt komplett mit Kanister, einer Packung Reinigungspulver sowie Aktivkohlefiltern.

- ▶ Gerät zur Herstellung von destilliertem Wasser
- ▶ Lieferung inklusive Aktivkohlefilter, Reiniger und Sammelbehälter
- ▶ Tankvolumen 4 Liter

Art.-Nr. 114001





Bowie & Dick Dampdurch-dringungstest

Einwegtest

Art.-Nr.

243001

HELIX Testsystem

Prüfsystem nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung der Funktion des fraktionierten Vorvakuums eines Klasse B Autoklaven. Nach 250 Tests ist die Helix verbraucht.

- inkl. 250 Indikatorstreifen

Art.-Nr.

242005



Prion-Test

- Kontrolltest für Klasse B Autoklaven

Art.-Nr.

242004





Minitrays aus Aluminium 18 x 14 cm

► Farben: silber, blau, rot, gold, grün

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Deckel ungelocht (187x145x25mm)	silber	2093_1
Deckel gelocht	silber	2093_2
Boden ungelocht (183x145x17mm)	silber	2092_11
Boden gelocht	silber	2092_31
Boden ungelocht (183x145x17mm)	blau	2092_12
Boden gelocht	blau	2092_32
Boden ungelocht (183x145x17mm)	rot	2092_13
Boden gelocht	rot	2092_33
Boden ungelocht (183x145x17mm)	gold	2092_14
Boden gelocht	gold	2092_34
Boden ungelocht (183x145x17mm)	grün	2092_15
Boden gelocht	grün	2092_35

Normtrays aus Aluminium 18 x 28 cm

► Farben: silber, blau, rot, gold, grün

Typ	Farbe	Art.-Nr.
Deckel ungelocht (288x187x29mm)	silber	2063_21
Deckel gelocht	silber	2063_22
Boden ungelocht (288x183x17mm)	silber	2062_23
Boden gelocht	silber	2062_28
Boden ungelocht (288x183x17mm)	blau	2024_24
Boden gelocht	blau	2062_29
Boden ungelocht (288x183x17mm)	rot	2024_25
Boden gelocht	rot	2062_30
Boden ungelocht (288x183x17mm)	gold	2062_26
Boden gelocht	gold	2062_31
Boden ungelocht (288x183x17mm)	grün	2062_27
Boden gelocht	grün	2062_32



Normtrays aus Edelstahl 18 x 28 cm

Typ	Art.-Nr.
Deckel ungelocht (288x187x29mm)	2083_521
Deckel gelocht (88x187x29mm)	2083_526
Boden ungelocht (88x187x17mm)	2082_531
Boden gelocht (88x187x17mm)	2082_536



Monoart Traypapier für Trays

- ▶ Grammatur = 55 g/m ± 2 g
- ▶ Holzfrei, chlor- und dioxinfrei gebleicht
- ▶ Ohne Recyclingstoffe, Formaldehyde und optische Aufheller
- ▶ Verpackung 250 Blatt, geschumpft
- ▶ Abmessungen 18 x 28 cm / 36 x 28 cm

Typ	Farbe	Art.-Nr.
18x28 Traypapier	weiss	205002
18x28 Traypapier	gelb	205008
18x28 Traypapier	grün	205004
18x28 Traypapier	orange	205007
18x28 Traypapier	light blue	205001
18x28 Traypapier	light blue	205009
18x28 Traypapier	lilac	205010
18x28 Traypapier	lime	205012



Zubehör für Trays

- ▶ Alu-Normtrayeinsatz für

Typ	Art.-Nr.
17 Instrumente	207003
11 Instrumente, standard	207002

- ▶ Alu-Minitray-Einsatz für

Typ	Art.-Nr.
8 Instrumente	207001

- ▶ Edelstahl-Instrumenteneinsatz

Typ	Art.-Nr.
16 Instrumente	210001



Einmaltrays aus Kunststoff 18 x 28 cm

Einwegtrays

Art.-Nr.	253001
----------	--------



Wartungs-
frei



The Euroseal

Die zuverlässige, sparsame und extrem belastbare Technik gekoppelt mit dem auch separat zu montierenden Rollhalter ist variabel und platzsparend. Der Rollhalter mit doppelter Kapazität sowie der integrierte Arbeitstisch sorgen für einen vereinfachten Arbeitsablauf und eine sichere Handhabung. Eine millimetergenaue Bestimmung des Siegelpunktes wird durch die rauchfarbige Abdeckung gewährleistet. Der Rollhalter ist für eine Wandanbringung demontierbar.

Typ	Art.-Nr.
The EUROSEAL mit Rollhalter	108201
The EUROSEAL ohne Rollhalter	108200



» Nur max. 100 Watt
Leistungsaufnahme

Euroseal 2001 Plus Foliensiegelgerät

Bewährtes und robustes Basisgerät aus Metall mit integriertem Rollhalter.

- ▶ Das Gerät meldet das Ende des Schweißvorganges optisch und akustisch
- ▶ Absolut konstante, überwachte Temperatur
- ▶ Sparsam beim Stromverbrauch
- ▶ Schweißen ohne Pausen
- ▶ Kein Wechseln von Teflonschiene und Heizdraht mehr nötig
- ▶ 2 Jahre Garantie
- ▶ Wartungsarme Systeme zur Versiegelung von Sterilisationsfolien aus Papier/Folie. Macht Heizdraht und Teflonband überflüssig. Da das Wechseln entfällt, ist das Gerät einfach und zuverlässig.
- ▶ Schnelles, gleichmäßiges Verschweißen (ca. 3 Sekunden) ohne Pausen
- ▶ 12 mm breite, bis zu 31 cm lange Schweißnaht
- ▶ Fest eingestellter Anpressdruck

Art.-Nr. 108135



Euroseal-Check Testbögen

- ▶ 100 Testbögen zur täglichen Überprüfung der Siegelnaht von Foliensiegelgeräten, nach DIN 11607. Maße 310 x 100 mm

Art.-Nr. 244011



Validiertes
Versiegeln

The Euromatic

Das Durchlaufsiegelgerät zum validierten Versiegeln von Klarsicht-Sterilisier- verpackungen nach EN 11607-2

- ▶ inkl. USB-Stick und E-Memory Software
- ▶ Über den integrierten USB-Port werden alle relevanten Daten gespeichert und sind somit jederzeit nachvollziehbar.
- ▶ Die dreifache Schweißnaht mit einer Breite von 12,5 mm entspricht der DIN-Norm 58953.
- ▶ Automatischer Start nach Einführung des Beutels mittels eines Sensors.
- ▶ Einfache Bedienung durch intuitive Menüführung.
- ▶ Automatische Aktivierung des Standby- Modus bei Nichtgebrauch.
- ▶ Durch individuelle Einstellmöglichkeiten der Druck- und Temperaturparameter können unterschiedliche Sterilisierverpackungen versiegelt werden.
- ▶ Automatischer Alarm bei abweichenden Parametern wie Überhitzung, Temperaturschwankungen, Geschwindigkeit oder Anpressdruck.
- ▶ Abmessungen:
473 x 220 x 235 mm (LxHxT) Schweißnaht: 12,5 mm breite Schweißgeschwindigkeit: 8 m/min Temperatureinstellung: 10 - 180 °C Stromversorgung: 230 V / 50Hz Gewicht: 14 kg

Art.-Nr.

108207



Arbeitstisch für Euromatic

Ablagefläche aus satiniertem Edelstahl zum einfachen Handling der Sterilisationsbeutel.

Art.-Nr.

121002




Arbeitstisch für Euromatic

Ablagefläche aus Edelstahl mit Rollen für die Praktische Durchsiegelung und Handling der Sterilisationsbeutel.

Art.-Nr.

121003



Rollenhalter

Mit einer Schneidevorrichtung ausgestattete Halterung zum einfachen Zuschneiden der Sterilisationsrollen.

Art.-Nr.

121001



Eurosteril® Sterilisationsrollen

- ▶ Medizinisches Papier mit erhöhter Grammaturn (60g/m)
- ▶ Doppelschichtfolie aus Polypropylen/ Polyester
- ▶ Völlig dichte Seitenverschweißung
- ▶ Präziser Kontrastanzeiger für Dampf und Gas
- ▶ Optimale Beibehaltung der Sterilität über einen relativ langen Zeitraum
- ▶ Lieferbar in vielen unterschiedlichen Breiten
- ▶ auf 200 bzw. 100m-Rollen

Typ	Size Bx(H)xL	Rolle/Packung	Art.-Nr.
Rolle	(5,5 cm x 200m)	7 Stk.	2041_351
Rolle	(7,5 cm x 200m)	5 Stk.	2041_352
Rolle	(10,0 cm x 200m)	4 Stk.	2041_353
Rolle	(15,0 cm x 200m)	2 Stk.	2041_354
Rolle	(20,0 cm x 200m)	2 Stk.	2041_355
Rolle	(20,0x5,0cmx100m)	2 Stk.	2041_356
Rolle	(25,0 cm x 200m)	1 Stk.	2041_357
Rolle	(30,0 cm x 200m)	1 Stk.	2041_358




Eurosteril Sterilisationsbeutel

- ▶ Medizinisches Papier mit erhöhter Grammaturn (60g/m)
- ▶ Zusätzlich zu der dreifachen Verschweißung sind die Beutel an einem Ende mit einer vierten Sicherheitsverschweißung versehen
- ▶ Einfache Bestückung der Beutel durch Ausschnitt an der Öffnungsseite
- ▶ Präziser Kontrastanzeiger für Dampf und Gas
- ▶ In unterschiedlichen Abmessungen lieferbar
- ▶ Auch in selbstklebender Ausführung
- ▶ Perfekte Verschließung dank des sehr breiten Klebestreifens
- ▶ zum Verschweißen, 500 Stk./ Packung
- ▶ Selbstklebend, 200 Stk. / Packung

Typ	Grösse	Rolle/Packung	Art.-Nr.
Beutel Selbstklebend	(9x25 cm)	9 Stk.	2021_709
Beutel Selbstklebend	(14x26 cm)	6 Stk.	2021_714
Beutel Selbstklebend	(19x33 cm)	5 Stk.	2021_719
Beutel zum Verschweissen	(5,5x25 cm)	1 Stk.	2031_620
Beutel zum Verschweissen	(7,5x25 cm)	1 Stk.	2031_622
Beutel zum Verschweissen	(5,5x25 cm)	1 Stk.	2031_623

» Zubehör für Eurosonic,4D

Edelstahl Einhängkorb



Art.-Nr. 245054

Kunststoffdeckel



Art.-Nr. 245107

Becherhalter für 1 Becher



Art.-Nr. 245212

Becherhalter für 3 Becher



Art.-Nr. 245213

Glasbecher 600ml



Art.-Nr. 245002



Eurosonic,4D

Das EUROSONIC 4-D ist mit digital gesteuerter Sweep-Mode-Technologie von Euronda ausgestattet. 3 Ultraschallwellengeneratoren garantieren außergewöhnliche Power. Die integrierte Heizung ist zwischen 20 °C und 60°C regelbar. Der eingebaute Abfluss sorgt für ein einfaches Entleeren der Wanne.

- ▶ 4 l-Ultraschallwanne aus rostfreiem Stahl
- ▶ Ablauf mit stabilem Absperrhahn
- ▶ Neue SWEEP-MODE Technologie mit variabler Frequenz für erhöhte Reinigungsleistung
- ▶ Hohe Leistung durch 3 Ultraschallgeneratoren à 100 Watt
- ▶ Arbeitszeit zwischen 1-30 Minuten digital einstellbar
- ▶ Heizung zwischen 20-60 °C digital einstellbar oder abschaltbar
- ▶ Ergonomisches und kompaktes Design, leicht zu reinigen
- ▶ Abmessungen (LxBxH): 315x165x255 mm
- ▶ Leistung: 350 Watt
- ▶ Farbe: weiß, RAL 9002
- ▶ Gewicht: 3,9 kg
- ▶ 2 Jahre Garantie

Art.-Nr. 113058

» **Zubehör für Eurosonic Energy****Kunststoffdeckel**

Art.-Nr. 245106

Edelstahl Einhängkorb gelocht

Art.-Nr. 245053

Becherhalter für 2 Becher

Art.-Nr. 245214

Glasbecher 600ml

Art.-Nr. 245002

**Eurosonic Energy**

Das EUROSONIC Energy zeichnet sich durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die 2 Ultraschallwellengeneratoren entwickeln eine erhöhte Reinigungsleistung. Die eingebaute Heizung arbeitet konstant bei ca. 60 °C.

- ▶ 3 l-Ultraschallwanne aus rostfreiem Stahl
- ▶ Erhöhte Reinigungsleistung durch 2 Ultraschallgeneratoren à 85 Watt
- ▶ Arbeitsfrequenz 35 kHz
- ▶ Arbeitszeit mechanisch zwischen 1-30 Minuten einstellbar
- ▶ Konstante Heizung bei 60 °C
- ▶ Abmessungen (LxBxH): 256x156x220 mm
- ▶ Leistung: 250 Watt
- ▶ Farbe: weiß, RAL 9002
- ▶ Gewicht: 3,4 kg
- ▶ 2 Jahre Garantie

Art.-Nr. 113065

Eurosonic mMicro

Das EUROSONIC Micro zeichnet sich besonders durch sein benutzerfreundliches, ergonomisches und kompaktes Design aus. Einfache Ein-Aus-Funktion und auf 10 Minuten fest eingestellte Arbeitszyklen.

- ▶ Arbeitsplatzgerät mit 0,5l-Ultraschallwanne aus rostfreiem Stahl
- ▶ Sehr einfache Bedienung
- ▶ Gehäuse aus kratzfestem Kunststoff
- ▶ Arbeitszeit 10 Minuten, fest eingestellt
- ▶ Abmessungen (LxBxH): 235x170x130 mm
- ▶ Leistung: 40 Watt
- ▶ 2 Jahre Garantie



Art.-Nr. 113007

EQUIPMENT LINE





CORAL

Modell aus recycle fähigem, feuer- und stoßfestem Polyamid. Serienmäßig mit fünf selbstbremsenden Rollen, eine flexibel einstellbare Rückenlehne sowie ein in der Sitzfläche integrierter Rundumversteller für die Sitzhöhe.

- ▶ Gestellfarbe RAL 7005
- ▶ Sitzfläche: 39 x 9 cm
- ▶ Sockeldurchmesser: 60 / 46 cm
- ▶ Einstellbare Höhe: 50 - 68 cm
- ▶ Gewicht: 13 kg
- ▶ Erhältlich in 24 verschiedenen Farben.
- ▶ Ersatzstuhlrolle mittel & weich optional als Ersatzteil erhältlich

Typ	Art.-Nr.
CORAL Bezug E01-E24	1011



CDS301

Elegant und edel mit verchromter Stahlstruktur. Das Modell CDS301 verfügt über fünf selbstbremsende Schwenkrollen und einen im Sitz integrierten Rundumversteller für die Sitzhöhe. Die anatomische Rückenlehne ist in drei Positionen und in der gewünschten Tiefe einstellbar.

- ▶ Sitzfläche: 40 x 10 cm
- ▶ Sockeldurchmesser: 46 cm
- ▶ Einstellbare Höhe: 51 - 69 cm
- ▶ Gewicht: 15 kg.
- ▶ Erhältlich in 24 verschiedenen Farben.
- ▶ Ersatzstuhlrolle mittel & weich optional als Ersatzteil erhältlich

Typ	Art.-Nr.
CDS301 Bezug E01-E24	1013



ONYX

Leicht und ein schlichtes Design – der neue Arbeitsplatzstuhl ONYX. Das Sitzgestell umfasst eine Struktur aus gebürstetem Aluminium und verfügt über fünf selbstbremsende Rollen. Der Stuhl ist höhenverstellbar mittels eines Gasliftes von 50-65 cm.

Anatomische Rückenlehne, welche in drei Unterschiedlichen Stellungen justierbar und um 360° drehbar ist.

- ▶ Sitzfläche: 39 x 9 cm
- ▶ Sockeldurchmesser: 58 cm
- ▶ Einstellbare Höhe: 50 - 65 cm
- ▶ Gewicht: 11 kg
- ▶ Erhältlich in 24 verschiedenen Farben.
Ersatzstuhlrolle mittel & weich optional als Ersatzteil erhältlich

Typ	Art.-Nr.
ONYX Bezug E01-E24	1015



Zubehör Farbmusterkarte

Art.-Nr.	1020
----------	------



IPERNOVA

Beleuchtungssystem mit 6 Leuchtstoffröhren, welche das Licht homogen im kompletten Behandlungszimmer streuen.

Eine ideale Kombination aus direkten und indirekten Lichtquellen schafft eine angenehme Atmosphäre. Die geschlossene Bauweise ermöglicht eine einfache Reinigung und ist somit für alle sterilen Umgebungen geeignet.

- ▶ Ausstattung mit elektronischem Vorschaltgerät zur Flimmerreduzierung.
- ▶ Einfache Montage
- ▶ Abmessungen: 1500x380x64 mm (LxBxH)
- ▶ Farbe: weiß, RAL 9010
- ▶ Optional erhältlich mit Notbeleuchtungsanlage. Bei Stromausfall hat die Lampe eine Stunde nach Laufzeit mit einer geringeren Lichtquelle.

Typ	Art.-Nr.
IPERNOVA ohne Notbeleuchtung	104139
IPERNOVA mit Notbeleuchtung	104140



NOVA

Mit Dimmerfunktion ausgestattetes Beleuchtungssystem, welches ideal für die Nutzung in sterilen Umgebungen geeignet ist. Durch die 4 Leuchtstoffröhren wird das Licht homogen gestreut. Die Dimmerfunktion kann unterschiedliche Helligkeitsstufen erzeugen und ermöglicht dem Benutzer das ideale Abstimmen auf bestimmte Behandlungssituationen. Das Modell NOVA kann bei niedrigen Deckenhöhen, Decken aus Holz oder nichtreflektierenden Materialien eingesetzt werden. Eine Montage ist dicht unter der Decke möglich. Die geschlossene Bauweise ermöglicht eine einfache Reinigung und ist somit für alle sterilen Umgebungen geeignet.

- ▶ Ausstattung mit elektronischem Vorschaltgerät zur Flimmerreduzierung
- ▶ Einfache Montage
- ▶ Abmessungen: 1552x300x50 mm (LxBxH)
- ▶ Farbe: weiß, RAL 9010
- ▶ Optional erhältlich mit Notbeleuchtungsanlage. Bei Stromausfall hat die Lampe eine Stunde nach Laufzeit mit einer geringeren Lichtquelle.

Typ	Art.-Nr.
NOVA ohne Notbeleuchtung	104141
NOVA mit Notbeleuchtung	104142



Röntgenschutzschürze

Röntgenschürze für Kinder mit Kragen

Bleidicke 0,3 mm; Gewicht 1,7 Kg.

Dimension: 480x530 mm

Röntgenschürze für Erwachsene mit Kragen

Bleidicke 0,3 mm; Gewicht 2,8 Kg.

Dimension: 610x685 mm

Röntgenschürze für Anwender

Bleidicke 0,3 mm; Gewicht 3,0 Kg.

Dimension: 610x910 m

Typ	Art.-Nr.
Schutzschürze Kinder	224001
Schutzschürze Erwachsene	224003
Schutzschürze Anwender	224002

Jolly Box Dunkelraum für Radiographie

Tragbarer Dunkelraum für die Manuelle Entwicklung von Radiographie.

Dimension: 440x320x290 (BxTxH)

Art.-Nr.

106002





The logo for Med/technic, featuring the word "Med" in a green box and "technic" in a blue box, both with white outlines.

Offizieller Vertrieb und Servicepartner

Der Euronda SPA

Medtechnic GmbH.

Oberhofenstrasse 2

CH-8370 Sirmach (Thurgau) Switzerland

Tel: +41 71 966 55 72 - **Fax:** +41 71 966 55 74

Info@medtechnic.ch - www.medtechnic.ch

The logo for EURONDA, featuring the word "EURONDA" in a bold, blue, sans-serif font with a white outline.

Stammsitz Italien EURONDA SPA

Via dell' Artigianato, 7

36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) Italy

Tel: +39 0445 329811 - **Fax:** +39 0445 865246

info@euronda.com - www.euronda.com