

Abnahme, Funktions- und Leistungsbeurteilung von Reinigungs- Desinfektionsgeräte für thermolabile Endoskope nach EN/ISO 15883-1,2 & 4

Planung der Validierung	ECO Routine Beurteilung	Standardeco erneute Beurteilung	Standardplus erste Beurteilung
Persönliche Besprechung	■	■	■
Erstellen eines Zeitplans	■	■	■
Erstellen eines Validierungsplans	○	■	■
Erstellen eines Kurzberichtes	■	○	○
Abnahmebeurteilung (IQ)			
Dokumentation IQ	■	■	■
Prüfung der Allgemeinen Anlageninstallation	■	■	■
Prüfung der Betriebsmittel (KW,WW,VE-Wasser, Druckluft)	○	■	■
Prüfung der Dokumente des Herstellers (Betriebshandbuch)	■	■	■
Prüfung Beschreibung Referenzbeladung	○	■	■
Wasseranalyse Speisewasser (KW,WW,VE) n. EN 285 DGKH*	○	○	○
Funktionsbeurteilung (OQ)			
Dokumentation OQ	■	■	■
Kalibrierung Dosiereinrichtung; Temperaturfühler	○	■	■
Thermometrische Beurteilung (th. Des. od. selbst Des.) Leerkammer kalt / Kammerwände & Beladungsträger	○	■	■
Prozessbeurteilung / Prüfungen Simulation verstopfung der Kanäle	■	■	■
Dichtigkeitstest mit Endoskop Dummy	■	■	■
Beurteilung, Reproduktion und Chemikalienverbrauch	○	■	■
Leistungsqualifizierung (PQ)			
Dokumentation PQ	■	■	■
Beurteilung Reinigung / Desinfektionsleistung Realendoskope 1-malige beurteilung Realendoskop pro Gruppe (max. 3 Gruppen)	○	■	■
Beurteilung Reinigung / Desinfektionsleistung Ersatzgerät (Dummy) 1-malige Beurteilung der Reinigungsleistung / max. 2 Programmart	○	○	■
1-malige Beurteilung der Desinfektionsleistung / max. 2 Programmart	○	○	■
1-malige Beurteilung der Reinigungsleistung / max. 1 Programmart	■	■	○
1-malige Beurteilung der Desinfektionsleistung / max. 1 Programmart	■	■	○
Prozesswasser 1-malige Beurteilung Prozesswasser auf pH und Leitwert	○	○	○
3-malige Beurteilung Prozesswasser auf pH und Leitwert	○	■	■
Mikrobiologische Untersuchungen			
Bioindikatoren EF & letzte Spülwasser (Ausw. durch ext. Labor)*	■	■	■
Bakt. Wasseranalyse des Speisewssers * nach ISO15883 -4	○	○	○
Beurt. der Desinfektionsleistung (Realendoskop)*	○	■	■
Spesen / Pauschalen			
Reise und Fahrzeugkilometer	■	■	■
Unterkunft	NA	NA	NA
Preis (exkl. MWST)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

○ = Option NA = Nach Aufwand / Laborkosten

■ = Standard * Auswertung durch externes Labor